

NOTICE D'UTILISATION de la PROTHESE DENTAIRE

Identification du dispositif

Prothèse dentaire fabriquée sur prescription médicale à usage unique

Appartenant à la catégorie des Dispositifs Médicaux Sur Mesure Non stérile : DMSM

Composition

-ALLIAGES :

Prothèse conjointe

Chrome-Cobalt

Semi-précieux

Or Jaune

Girobond nbs ©AMANNGIRRBACH CE01275

Ceradelta 2 ©METALOR CE1250

V Gnathos Supra ©METALOR CE1250

Solaro 4 ©METALOR CE1250

Co-Cr Nobilstar ©NOBILIUM CE0086

Création ©WILLY GELLER CE0483

IPS e.max CAD ©IVOCLAR CE0123

VITABLOCS © VITA CE0124

- OXYDE de ZIRCONIUM :

Ceramill ZI © AMANNGIRRBACH CE01275

Ceramill ZOLID © AMANNGIRRBACH CE01275

- RESINE & COMPOSITE :

Dents Gnathostar ©IVOCLAR CE0123

Dents Ivostar ©IVOCLAR CE0123

Résine Probase Hot ©IVOCLAR CE0123

Résine nylon TCS ©TCS CE0470

Composite Adorro ©IVOCLAR CE0123

Ceramill TEMP © AMANNGIRRBACH CE01275

Rappel : les n° de Lots sont communiqués après réalisation du travail sur votre espace personnalisé ADELINK

Contre indication

La prothèse dentaire NE DOIT PAS ETRE utilisée en cas d'allergie à l'un des composants

Précautions d'emploi

A réception de la prothèse, vérifier immédiatement :

- La conformité entre la prescription et la prothèse réalisée
- La présence de toutes les pièces concernant la prothèse (Clavette, Ic...)
Ceci afin de ne pas attendre le RDV patient pour découvrir la non-conformité !

A la pose de la prothèse lors du RDV patient, MERCI de vérifier :

- Si une étiquette orange fluo « Attention » a été collée sur votre fiche de travail.
En effet celle-ci indique les retouches nécessaires pour permettre la pose de la prothèse (Contre-dépouille ou manque de place en occlusal...)
- Les axes d'insertion de la prothèse sur le modèle en plâtre afin de reproduire les mêmes en bouche.
- La teinte avant le scellement définitif
- La prothèse est livrée non stérile, il est cependant fortement conseillé de procéder à sa décontamination avant mise en bouche.

Conseillez votre patient, il doit savoir :

- Comment insérer sa prothèse amovible sans risque de fracture
- Comment nettoyer sa prothèse amovible (Eau de javel non recommandée !!)
- Quels sont les aliments à éviter aussi bien pour ses couronnes que pour son appareil Type caramel, manioc....

Indication de pose

La pose de la prothèse doit être faite dans le mois suivant la prise d'empreinte

Date de révision de la notice

Juillet 2018.